

ASAP-MS *Waters RADIAN-ASAP*



装置スペック

測定分子量 : $\sim 1000\ m/z$
測定可能サンプル : 液・固体
測定時間 : 数秒



ASAPとは

大気圧固体分析プローブ (Atmospheric Pressure Solid Analysis Probe) の略。

サンプルをコロナ放電によりイオン化し、アナライザーへ導入して検出する。

実用例

- ・有機低分子、液体の測定

ご利用の相談は s.ymkw@lasti.u-hyogo.ac.jp まで

2024年 兵庫県立大学 高度産業科学技術研究所 山川進二